Région de Kayes Sites de dépistage et de prise en charge du VIH

CSRef Bafoulabé - Dr Boubacar Younoussou Maiga - 77 66 36 00/66 57 55 65. Adulte et pédiatrique

CSRef Diéma - Dr Moussa Koné MCD - 76 38 31 15. Adulte et pédiatrique

CSRef Kayes - Dr Bane Amadou - 66 71 08 01. Adulte et pédiatrique

Hôpital Fousseyni DAOU - Kaya - Dr Hamidou A. Toure - 66 72 96 64. Adulte et pédiatrique

CSCom Sadiola - Hamadoun Yalcouye - 66 76 66 65. Adulte

CSRef Kéniéba - Moussa Modibo Diarra - 76 36 31 96. Adulte et pédiatrique

CSRef Kita - Dr Abou Diourte - 66 92 62 51. Adulte et pédiatrique

CSRef Nioro - Dr Camara Mady - 79 03 71 03. Adulte et pédiatrique

CSRef Oussoubidiagnia - Dr Dembélé Kolly Aly - 66 77 48 78/79 15 22 18. Adulte et pédiatrique

CSRef Sagabari - Dr Bieter Dembele - 66 98 20 12. Adulte et pédiatrique

CSRef Séféto - Dr Souleymane Coulibaly - 74 43 21 67. Adulte et pédiatrique

CSRef Yélimané - Dr Safouna Diakité - 79 44 77 07. Adulte et pédiatrique







Cette brochure présente des informations relatives à l'utilisation de l'autotest de dépistage oral Oraquick®





Si vous avez besoin d'aide pour réaliser le test, interpréter votre résultat ou savoir quoi faire après le test, appelez les lignes gratuites et anonymes au 80 00 11 81/80 00 28 28.



Une vidéo de démonstration est disponible pour vous aider à réaliser le test et interpréter votre résultat ici :

https://www.youtube.com/channel/UC80cfsQZdSflyB_tCy4qg6w



Si vous prenez un traitement du VIH (ARV), vous risquez d'obtenir un résultat faux. Ce test n'est donc pas pour vous.



Au Mali, toute personne de moins de 18 ans ne peut pas se dépister seule.

À RETENIR POUR BIEN FAIRE SON TEST



Il ne faut pas manger, ni boire 15 minutes avant la réalisation du test ou utiliser des produits d'hygiène buccale au cours des 30 minutes précédant le test.







Il ne faut pas boire ou verser le liquide contenu dans le tube. Il ne faut pas toucher la languette plate/la spatule avec les doigts.





Il faut attendre au moins 20 minutes après avoir plongé la spatule dans le tube avant de lire son résultat. Appeler au 80 00 11 81/80 00 28 28 pour vous aider à lire le résultat.



Il faut mettre tous les éléments du kit dans le sachet et le jeter aussitôt après avoir lu son résultat. Il ne faut pas garder le test car le résultat n'est plus fiable après 40 minutes.

MON RÉSULTAT

TEST RÉACTIF










Si vous voyez DEUX TRAITS en face du «C» et du «T», même à peine visibles, vous êtes peut-être séropositif et avez besoin de tests supplémentaires pour confirmer votre statut. Vous devez vous rendre dans un centre de dépistage du VIH ou appeler le 80 00 11 81 80 00 28 28 pour vous aider.

TEST NON RÉACTIF













Si vous voyez UN TRAIT en face du «C» et PAS de trait en face du «T», vous êtes séronégatif. Si vous avez pris un risque dans les 3 derniers mois, vous devez refaire le test dans 3 mois ou appeler le 80 00 11 81/80 00 28 28 pour vous aider.

TEST NON VALIDE

















Si vous ne voyez pas de trait en face du «C» (même s'il y a un trait en face du «T») ou si vous voyez un fond rouge, le test n'a pas fonctionné et doit être refait.

Vous devez demander à nouveau un test ou vous rendre dans un service de dépistage du VIH ou appeler le **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider.

DANS TOUS LES CAS, SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE VOTRE RÉSULTAT, APPELEZ LE 80 00 11 81/80 00 28 28 POUR VOUS AIDER.