

Région de Koulikoro
Sites de dépistage et de prise en charge du VIH

- CSRef Banamba - Dr Sidi Niaré - 66 79 59 95/74 13 52 68 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Dioila - Dr Moussa Bagayoko - 76 26 62 73 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Fana - Dr Samaké Youssouf - 76 01 90 06 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Kalabancoro - Dr Issa Guindo - 79 24 24 75 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Kangaba - Dr Moussa Soumana Maiga - 76 47 31 68 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Kati - Dr Boubacar Sidiki Coulibaly - 79 22 10 23 - Adulte et pédiatrique
- CHU Kati - Sarmoye - 79 02 99 36 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Kolokani - Dr Alou - 76 02 89 43 - Adulte
- CSRef Koulikoro - Dr Sanogo Adiaratou 72 50 83 11/66 78 60 30 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Nara - Dr Souleymane Traoré - 76 20 79 38/66 20 79 38 - Adulte et pédiatrique
- CSRef Ouelessebougou - Dr Boubacar Diarra - 66 00 02 99 - Adulte et pédiatrique



Cette brochure présente des informations relatives à l'utilisation de l'autotest de dépistage oral Oraquick®



N° Vert Malitel 80 00 11 81
Orange 80 00 28 28
APPEL GRATUIT, ANONYME ET CONFIDENTIEL
8H à 20H - 7j/7

Si vous avez besoin d'aide pour réaliser le test, interpréter votre résultat ou savoir quoi faire après le test, appelez les lignes gratuites et anonymes au **80 00 11 81/80 00 28 28**.



Une vidéo de démonstration est disponible pour vous aider à réaliser le test et interpréter votre résultat ici :
https://www.youtube.com/channel/UC80cfsQZdSflyB_tCy4qg6w



Si vous prenez un traitement du VIH (ARV), vous risquez d'obtenir un résultat faux. Ce test n'est donc pas pour vous.

-18

Au Mali, toute personne de moins de 18 ans ne peut pas se dépister seule.

À RETENIR POUR BIEN FAIRE SON TEST



Il ne faut pas manger, ni boire **15 minutes** avant la réalisation du test ou utiliser des produits d'hygiène buccale au cours des **30 minutes** précédant le test.



Il ne faut pas boire ou verser le liquide contenu dans le tube.
Il ne faut pas toucher la languette plate/la spatule avec les doigts.



Il faut attendre au moins **20 minutes** après avoir plongé la spatule dans le tube avant de lire son résultat.
Appeler au **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider à lire le résultat.



Il faut mettre tous les éléments du kit dans le sachet et le jeter aussitôt après avoir lu son résultat.
Il ne faut pas garder le test car le résultat n'est plus fiable après 40 minutes.

MON RÉSULTAT

TEST RÉACTIF 🙄



Si vous voyez **DEUX TRAIT** en face du «C» et du «T», même à peine visibles, vous êtes peut-être séropositif et avez besoin de tests supplémentaires pour confirmer votre statut. Vous devez vous rendre dans un centre de dépistage du VIH ou appeler le **80 00 11 81 80 00 28 28** pour vous aider.

TEST NON RÉACTIF 🙄



Si vous voyez **UN TRAIT** en face du «C» et **PAS de trait** en face du «T», vous êtes séronégatif. Si vous avez pris un risque dans les 3 derniers mois, vous devez refaire le test dans 3 mois ou appeler le **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider.

TEST NON VALIDE 🙄



Si vous ne voyez pas de trait en face du «C» (même s'il y a un trait en face du «T») ou si vous voyez un fond rouge, le test n'a pas fonctionné et doit être refait. Vous devez demander à nouveau un test ou vous rendre dans un service de dépistage du VIH ou appeler le **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider.

DANS TOUTS LES CAS, SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE VOTRE RÉSULTAT, APPELEZ LE 80 00 11 81/80 00 28 28 POUR VOUS AIDER.