

Région de Sikasso
Sites de dépistage et de prise en charge du VIH

CSRef Bougouni - 21 65 11 83/21 65 10 89 - Adulte et pédiatrique

ADAC Kadiolo - 21 76 27 27 - Adulte

CSRef Kadiolo - 21 66 00 13 - Adulte et pédiatrique

CSRef Kignan - 21 75 26 99 - Adulte et pédiatrique

CSRef Kolondièba - 21 66 20 12 - Adulte et pédiatrique

CSRef Koutiala - 21 64 00 13 - Adulte et pédiatrique

Hôpital Femme Enfant Koutiala - 66 75 01 40/65 01 03 93 - Adulte et pédiatrique

CCDV Cerkes - Koutiala - 73 06 50 31/66 62 36 23 - Conseil, dépistage et prévention

CSRef Niéna - 63 04 33 52/76 18 85 50 - Adulte et pédiatrique

CSRef Selingué - 21 65 02 44 - Adulte et pédiatrique

Cerkes Sikasso - 21 62 14 33 - Adulte et pédiatrique

CSRef Sikasso - 21 62 00 07/21 62 00 13 - Adulte et pédiatrique

CSCoM Danderesso - Sikasso - 74 41 00 55 Adulte et pédiatrique

CSCoM Fama - Sikasso - 76 96 38 99 - Adulte et pédiatrique

Hôpital de Sikasso - 21 62 00 01 - Adulte et pédiatrique

CSCoM Kafana - Sikasso - 73 24 95 45 - Adulte et pédiatrique

CSRef Yanfolila - 21 65 11 38/21 65 11 18 - Adulte et pédiatrique

CSRef Yorosso - 21 64 40 03 - Adulte et pédiatrique




Cette brochure présente des informations relatives à l'utilisation de l'autotest de dépistage oral Oraquick®



N° Vert **Malitel 80 00 11 81**
Orange 80 00 28 28
APPEL GRATUIT, ANONYME ET CONFIDENTIEL
8H à 20H - 7j/7

Si vous avez besoin d'aide pour réaliser le test, interpréter votre résultat ou savoir quoi faire après le test, appelez les lignes gratuites et anonymes au **80 00 11 81/80 00 28 28**.



Une vidéo de démonstration est disponible pour vous aider à réaliser le test et interpréter votre résultat ici :
https://www.youtube.com/channel/UC80cfsQQZdSflyB_tCy4qg6w



Si vous prenez un traitement du VIH (ARV), vous risquez d'obtenir un résultat faux. Ce test n'est donc pas pour vous.

-18

Au Mali, toute personne de moins de 18 ans ne peut pas se dépister seule.

À RETENIR POUR BIEN FAIRE SON TEST



Il ne faut pas manger, ni boire **15 minutes** avant la réalisation du test ou utiliser des produits d'hygiène buccale au cours des **30 minutes** précédant le test.



Il ne faut pas boire ou verser le liquide contenu dans le tube.
Il ne faut pas toucher la languette plate/la spatule avec les doigts.




Il faut attendre au moins **20 minutes** après avoir plongé la spatule dans le tube avant de lire son résultat.
Appeler au **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider à lire le résultat.



Il faut mettre tous les éléments du kit dans le sachet et le jeter aussitôt après avoir lu son résultat.
Il ne faut pas garder le test car le résultat n'est plus fiable après 40 minutes.

MON RÉSULTAT

TEST RÉACTIF 🤔




Si vous voyez **DEUX TRAITS** en face du «C» et du «T», même à peine visibles, vous êtes peut-être séropositif et avez besoin de tests supplémentaires pour confirmer votre statut. Vous devez vous rendre dans un centre de dépistage du VIH ou appeler le **80 00 11 81 80 00 28 28** pour vous aider.

TEST NON RÉACTIF 🤔



Si vous voyez **UN TRAIT** en face du «C» et **PAS de trait** en face du «T», vous êtes séronégatif. Si vous avez pris un risque dans les 3 derniers mois, vous devez refaire le test dans 3 mois ou appeler le **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider.

TEST NON VALIDE 🤔



Si vous ne voyez pas de trait en face du «C» (même s'il y a un trait en face du «T») ou si vous voyez un fond rouge, le test n'a pas fonctionné et doit être refait. Vous devez demander à nouveau un test ou vous rendre dans un service de dépistage du VIH ou appeler le **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider.

DANS TOUS LES CAS, SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE VOTRE RÉSULTAT, APPELEZ LE 80 00 11 81/80 00 28 28 POUR VOUS AIDER.